



The Future of Occlusion Control.

未来の咬合管理。



OccluSense®

OccluSense®ハンドヘルドは電池式機器。
ローカルワイヤレスネットワークを利用し、
記録したデータを
OccluSense®iPadアプリに送信します。

インダクティブ充電器は置
くだけワイヤレス充電。
充電体をフル充電した場合、
機器の最長使用時間は4時間。



OccluSense®セットの内容:

OccluSense®ハンドヘルド機器、インダクティブ充電器、OccluSense®センサー BK 5025 1箱（25枚入り）、
OccluSense®テストセンサー、単4充電式電池 3本、IP6 トルクスドライバー、取扱説明書。

OccluSense® セットは青色のケース（REF BK 5000）に収納されています



OccluSense®

電子式圧力センサー：

- ・ 60ミクロンの薄さ
- ・ 柔軟
- ・ 顔料コーティング

先端技術を駆使した OccluSense®
圧力センサーは、咬合圧
を256段階の圧力レベルで
記録します。

薄く、柔軟性のある材質
なので、静的咬合と
動的咬合の記録が
可能です。

また、咬合接触点を患者
の歯に赤色で印記します。

OccluSense®セットには、
センサー「BK 5025」 が1箱
(25枚入り) 含まれています。



OccluSense®センサー

25枚入り REF BK 5025

OccluSense®センサー XL

25枚入り REF BK 5035

咬合紙と同様にお使い
ください。

咬合圧を記録します。

OccluSense®は、従来の咬合試験材と同様に
お使いください。静的咬合および動的咬合
の咬合圧を記録し、OccluSense® iPadアプリに
保存できます。



OccluSense®センサーは
顔料コーティングさ
れており、咬合面を
印記します。



咬合データを記録、評価、管理、比較、エクスポート。



iPad 対応機種：iPad Air 2013, iPad Air 2 2014, iPad Pro 12.9" 2015, iPad Pro 9.7" 2016, iPad (5th gen.) 2017, iPad Pro (2nd gen., 12.9") 2017

iPad Pro (2nd gen., 10.5") 2017, iPad (6th gen.) 2018, iPad Pro (3rd gen., 11") 2018, iPad Pro (3rd gen., 12.9") 2018, iPad Air (3rd gen.) 2019, iPad (7th gen.) 2019

Supported by:



on the basis of a decision
by the German Bundestag



www.occlusense.com

Bausch[®]

製造販売業者 バウシュ咬合紙ジャパン株式会社・〒563-0025・大阪府池田市城南 1-4-2 2F
TEL 072-737-9501・FAX 072-737-9502・info@bauschdental.jp・www.bauschdental.jp

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG・Oskar-Schindler-Str. 4・D-50769 Köln - Germany・Phone: +49-221-70936-0・Fax: +49-221-70936-66・info@occlusense.com

製造販売業者 バウシュ咬合紙ジャパン株式会社

販売業者 Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

※製品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合がございます。

販売名:オクルセンス 一般医療機器 届出番号:27B3X00271100004

Bausch and OccluSense[®] are trademarks of Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG, registered in the EU and other countries. Apple, iPad, iPad Air are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.