

The Future of Occlusion Control.

未来の咬合管理。



OccluSense[®]
by Bausch

OccluSense®

OccluSense®ハンドヘルドは電池式機器。
ローカルワイヤレスネットワークを利用
して、記録したデータを
OccluSense®iPadアプリに送信します。

インダクティブ充電器は置
くだけワイヤレス充電。
充電体をフル充電した場合、
機器の最長使用時間は4時間。



OccluSense®セットの内容:

OccluSense®ハンドヘルド機器、インダクティブ充電器、OccluSense®センサー BK 5025 1箱（25枚入り）、
OccluSense®テストセンサー、単4充電式電池 3本、IP6 トルクスドライバー、取扱説明書。

OccluSense® セットは青色のケース（REF BK 5000）に収納されています



OccluSense®

電子式圧力センサー：

- ・ 60ミクロンの薄さ
- ・ 柔軟
- ・ 顔料コーティング



先端技術を駆使した OccluSense®
圧力センサーは、咬合圧
を256段階の圧力レベルで
記録します。

薄く、柔軟性のある材質
なので、静的咬合と
動的咬合の記録が
可能です。

また、咬合接触点を患者
の歯に赤色で印記します。

OccluSense®セットには、
センサー「BK 5025」が1箱
(25枚入り) 含まれています。

OccluSense®センサー
OccluSense®センサー XL

25枚入り REF BK 5025
25枚入り REF BK 5035

咬合紙と同様にお使い
ください。


咬合圧を記録します。

OccluSense®は、従来の咬合試験材と同様に
お使いください。静的咬合および動的咬合
の咬合圧を記録し、OccluSense® iPadアプリに
保存できます。



OccluSense® iPadアプリ

咬合データを記録、評価、管理、比較、エクスポート。



OccluSense®iPadアプリは、Apple社の AppStore (www.occlusense.com/install) にて、無料でダウンロードできます。

iPad 対応機種：12.9インチ iPad Pro、10.5インチ iPad Pro、9.7インチ iPad Pro、iPad Air 1、iPad Air 2



Supported by:



on the basis of a decision
by the German Bundestag



www.occlusense.com

Bausch[®]

製造販売業者 バウシュ咬合紙ジャパン株式会社・〒563-0025・大阪府池田市城南 1-4-2 2F
TEL 072-737-9501・FAX 072-737-9502・info@bauschdental.jp・www.bauschdental.jp

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG・Oskar-Schindler-Str. 4・D-50769 Köln - Germany・Phone: +49-221-70936-0・Fax: +49-221-70936-66・info@occlusense.com

製造販売業者 バウシュ咬合紙ジャパン株式会社

販売業者 Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F

〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

※製品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合がございます。

販売名:オクルセンス 一般医療機器 届出番号:27B3X00271100004

Bausch and OccluSense[®] are trademarks of Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG, registered in the EU and other countries. Apple, iPad, iPad Air are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.